

# WT 105 中型程控风噪源 用户手册

第1页共6页

www.megasig.com

Tel: 0755-89508393 / Fax: 0755-89508392





<b>—</b> `,	硬件说明	3
1.	供电、通讯接线	. 3
二、	操作说明	.4
1.	触摸屏操作	.4
2.	程控操作	. 5

## MegaSig

- 一、 硬件说明
- 1. 供电、通讯接线
  - a) 220V AC 设备供电;
  - b) 可通过 DB9 串口线连接 WT105;



(ご) 美格信MegaSig

图 1.1

#### 第3页共6页

## MegaSig

- 二、 操作说明
- 1. 触摸屏操作 操作界面介绍:



①设备参数显示窗口

②风速模式选择菜单栏,点击后弹出如下菜单



- 稳态: 设备输出气流风速稳定为设定风速
- 随机波动:在设定风速的基础上,随机进行一定幅度的波动,波动最大值约在1m/s以内
- 循环波动:在设定风速的基础上,按照

正偏差波动-设定风速-负偏差波动-设定风速

的规律循环波动,间隔为1秒

自定义波动:在设定风速的基础上,在以下界面编辑波动规律





图 2.3

③设定风速的调整按钮

④风机停止/启动控制

⑤风速校准,将风速仪放置在出风口最近的位置后,按下按钮,对风速设定进行重新校准 ⑥显示是否有进行过风速校准。

#### 2. 程控操作

#### DB9 接口说明

通过连接 WT105 的 DB9 接口进行程控操作,串口通信参数:

Baud Rate	9600
Data Bits	8
Parity	None
Stop Bits	1.0
Flow Control	None

#### 程控指令表

### 注: '\r\n'代表回车换行, Hex 为 0D0A

名称	发送	反馈	备注
风机运转	>SET_MOTION_RUN\r\n	成功: OK\r\n	
风机停止	>SET_MOTION_STOP\r\n	成功: OK\r\n	
读取风速	>GET_SPEED\r\n\r\n	当前风速:	
		3.000000m/s\r\n	
设置风速	>SET_SPEED:3.0\r\n\r\n	成功: OK\r\n	风速: 在范围内设定,
			精度为 1.0
读自定义波动数	>GET_WIND_DATA\r\n	成功:	[0]-[9]为自定义波动
据		OK\r\n[0][1][2]-[9]	的值的 16 进制, 波动
			值的范围 0-0x14, 中
			值位 0x0a
写自定义波动数	>SET_WIND_DATA\r\n	成功: OK\r\n	发>SET_WIND_DATA
据			回"成功"后进入写数
			据模式,发送[0]-[9]
	[0][1][2]-[9](16 进制)\r\n	成功: OK\r\n	为 10 个数据,数据
			范围 0-0x14,回复
			"成功"结束
设置风速模式为	>SET_WIND_1 \r\n	成功: OK\r\n	

#### 第5页共6页

## MegaSig

稳态			
设置风速模式为	>SET_WIND_2 \r\n	成功: OK\r\n	
随机波动			
设置风速模式为	>SET_WIND_3 \r\n	成功: OK\r\n	
循环波动			
设置风速模式为	>SET_WIND_4 \r\n	成功: OK\r\n	
自定义波动			

#### 第6页共6页